

Stratus - Airwalker

ART.NO 80225

Stratus er en individuelt tilpassningsbar airwalker som tilbyr maksimal støtte og komfort. Pumpesystemet er helt integrert, noe som gjør at kompresjon og passform kan tilpasses uten separat pumpe. Walkeren har en pumpe på hver siden som kan reguleres uavhengig av hverandre. Ortosen justeres enkelt ved hjelp av fire borrelåsbånd. Både skall og polstring er ventilerende og anatomisk utformet. Rullesåle med lav profil gir god stabilitet og gjør det enklere å gå normalt. Lav vekt.

Som tilbehør finnes hækiler dersom man ønsker økt plantarfleksjon. Frittstående kiler bygges sammen til ønsket høyde.

Indikasjoner: Stabilt fot- eller ankelbrudd. Alvorlig deformasjon. Stabilisering etter operasjon.

Kontraindikasjoner: Parestesi. Alvorlige åreknuter. Hudproblemer eller skader i det berørte området. Nedsatt lymfedrenasje.

Material: 45% Polypropylen (PP), 15% Termoplastisk Rubber (TPR), 5% Termoplastisk Polyuretan (TPU), 5% EVA, 10% Polyester, 5% Nylon, 15% Polyuretan (PU), Lateks fri.

Vaskeråd: Forsegl alle stropper før vask. Håndvask i kaldt vann med mild såpe. Må ikke renses, blekes eller tørkes i tørketrommel. Ikke lufttørk i nærheten av varmekilder.

Måttagning: Tilsvarende skostørrelse.

Tillbehør:

- Hækil Universal: 80225-00-00
- Hækil venstre (Universal): 80215-10-00
- Hækil høyre (Universal): 80215-20-00
- Strømper i 2-pakk (Universal): 80215-30-00
- Hygienbeskyttelse 10-pakk (Universal): 80219-00-00
- Ekstra polstring: 80225-40-XX*
- Ekstra bånd: 80225-60-00
- Tåbeskyttelse: 80225-70-XX*
- Regnbeskyttelse: 80220-00-00

*Finnes i strl S-XL

Størrelse	Skostørrelse	Art.no
S	36-39	80225-00-40
M	40-44	80225-00-50
L	44-46,5	80225-00-60
XL	>46,5	80225-00-70



Air Walker med integrert pumpesystem system og fire borrelåsstropper.



Integrerte pumper på begge sider regulerer kompresjon uavhengig av hverandre.



Lav rullesåle for naturlig gange.



MD Class I CE