

Courtney – kompresjonsbukse

NYHET



Linning med silikonkant

Forsterket strikking
over buken

Hekte- og krok-knepping
i 3 trinn på begge sider

Åpning i skrittet


NordicCare[®]

NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige
Tel: 042-35 22 20 • Fax: 042-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se

Courtney – kompresjonsbukse

NYHET

Legglang kompresjonsbukse for rask og behagelig restitusjon

- Anbefales etter inngrep på ben, sete eller mage som fettsuging og kirurgi.
- Formstrikkede soner i kne-, sete- og lyskeområdet.
- Gir kompresjon og støtte for smertelindring og redusert hevelse.
- Hekte- og krokåpning på begge sider for enkel på- og avtagning samt justering.
- Strikket sømløst materiale i 4-veis stretch som former seg etter kroppen.



Med åpent skritt kan buksene sitte på ved toalettbesøk.




Silikon holder buksene på plass, og lukkingen i 3 trinn gjør det lettere å ta dem på.



Strikkingen er forsterket over magen.

Courtney, svart

Størrelse	Midjemål	Hoffemål	Lårmål	Art. no.
XS	62-68 cm	86-91 cm	46-50 cm	51210-00-30
S	69-75 cm	92-97 cm	50-54 cm	51210-00-40
M	76-83 cm	98-103 cm	54-58 cm	51210-00-50
L	84-92 cm	104-111 cm	58-62 cm	51210-00-60
XL	93-101 cm	112-119 cm	62-66 cm	51210-00-70
2XL	102-110 cm	120-127 cm	66-70 cm	51210-00-80



CCL1
15-21 mmHg

Compression class 1



Adjustable with
hook & eye



Seamless



4-way stretch

Latex free

CE

OEKO
TEX®

MD Class I

