

# e-STAB 3-punkts korsett



Enkel å individtilpasse

Den øvre bøylen er justerbar  
i både bredde og vinkel

Ramme i lett  
aluminiumslegering

Justerbar ved  
kun løsne skruene

Den nedre bøylen  
kan stilles inn i fast  
eller bevegelig stilling

  
**NordiCare**<sup>®</sup>

**NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB** • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige  
Tel: +46 (0)42-35 22 20 • Fax: +46 (0)42-35 22 21 • [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se) • [www.nordicare.se/no](http://www.nordicare.se/no)

# e-STAB 3-punkts korsett

## Enkel å individtilpasse

- E-Stab begrenser fleksjon og sidebevegelse i den torakale delen av ryggraden (T10-L1/L2) og brukes ved brudd, kompresjonsfrakturer, osteoporose eller artrose.
- Justerbar i bredde og høyde. En størrelse passer mange forskjellige kroppstyper.
- Enkel justering da skruene ikke trenger å fjernes, kun løsnes.
- Teleskopisk og formbar hoftebøyle som kan låses i forskjellige vinkler.
- Vinkelen på brystremmen kan justeres i trinn på 7,5 grader.




Høyde og bredde justeres enkelt med en skrutrekker. Avtakbar og anatomisk bakplate.



Lengden på beltet justeres enkelt med spenne og borrelåsfeste for beltet.



Polstringen er avtakbar og vannavvisende, hvilket betyr at det er mulig å dusje med den.



Fits all body types

Størrelse	Hoffemål i cm (1)	Høyde i cm (2)	Art.no	
1	50-75	41-54	50375-00-40	
1 Short		30-41	50375-50-40	
2	75-105	41-54	50375-00-50	
2 Short		30-41	50375-50-50	
3	105-135	41-54	50375-00-60	
3 Short		30-41	50375-50-60	