

D-Ring Wrist Brace

Stabil og komfortabel håndleddsorthese som er enkel å ta på. Lukkes med borrelås som gir stabilitet rundt håndleddet og jevn kompresjon. Ortoesen har en forhånds bøyd og avtagbar volar aluminiumsskinne som kan formes. De to dorosale plastskinnene gir ekstra stabilitet. Brukes som støtte ved betennelse og etter fjerning av gips. Tilgjengelig i en kort modell art.nr 40310 og en lang modell art.nr 40312.

- ✓ Stabil håndortose i basismodell
- ✓ Tilgjengelig i kort og lang modell



D-Ring Thumb Wrist Brace

Stabil kombinert tommel- og håndleddsorthese som er enkel å sette på. Lukkes med tre borrelåstropper som gir stabilitet rundt håndleddet og jevn kompresjon. To avtagbare radiale tommelskinner er inkludert. Ortoesen har en forhånds bøyd, formbar og avtagbar volar aluminiumsskinne og to dorosale skinner i plast for ekstra stabilitet og optimal hånd- og fingerfunksjon. Tommelgrepet er justerbart. Brukes ved betennelse, artrose og etter fjerning av gips. Art.nr 40311.

- ✓ Stabil støtte for tommel og hånd



NordiCare ⁺

Wrist Embrace

Stabil håndleddsorthose som er enkel å sette på. Ortoesen lukkes med tre borrelåsremmer som omgir håndleddet og gir støtte. Forhånds bøyd, formbar og avtagbar volar aluminiumsskinne og to dorosale plastskinner gir ekstra stabilitet. Brukes som støtte ved betennelse og etter fjerning av gips. Art.nr 40320.

✓ **Stabil og fleksibel**



To dorosale plastskinner

Formbare volar aluminiumsskinne



To dorosale plastskinner

Tommelskinne

Wrist-Thumb Embrace

Stabil kombinert tommel- og håndleddsorthose med skinner. Lukkes ved hjelp av tre borrelåsremmer som omgir håndleddet og gir ekstra stabil støtte. To avtagbare radiale tommelskinner er inkludert. Ortoesen har en forhånds bøyd, formbar og avtagbar volar aluminiumsskinne og to dorosale skinner i plast for ekstra stabilitet og optimal hånd- og fingerfunksjon. Tommelgrepet er justerbart ved hjelp av to bånd som stabiliserer metacarpophalangeal-leddet og den proksimale falanxen. Brukes for artrose, betennelse og fjerning av gips. Art.nr 40321.

✓ **To stropper posisjonerer tommelen**

✓ **Stabil og fleksibel**



Formbare volar aluminiumsskinne



Kort eller lang tommelskinne gir tilpasset tommelstøtte.

NordiCare[®]