

# TK-ROM – kneortose

NYHET



**NordiCare**<sup>®</sup> +

**NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB** • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige  
Tel: +46 (0)42-35 22 20 • Fax: +46 (0)42-35 22 21 • info@nordicare.se • www.nordicare.se/no

## Stabiliserer og immobiliserer

TK-ROM kneortose brukes etter skade eller operasjon i kneet eller benet, hvor det kreves et kontrollert bevegelsesområde eller fullstendig immobilisering av kneleddet. Den er utviklet for å muliggjøre rask og enkel testing. TK-ROM er en av de letteste stive ortosene på markedet.

- Skinnene og mansjettene kan formes for en perfekt passform.
- Materiale i lett aluminium og myk polstring med godt grep.
- Enkel å prøve på, ta på og av.
- Jevn og sikker justering av bevegelsesområdet.



Sikker og enkel justering av bevegelsesområdet fra 0° til 110°. Fjærbelastet låsefunksjon sikrer innstillingen. Låsbar fra 0° til 90° (ekstensjon) og 120° (fleksjon).



Lett aluminium som gjør tilpasningen enkel uavhengig av benets form. Med teleskopmekanismen kan lengden på skinnen enkelt justeres 46-58 cm.



Polstring med silikonbelegg holder ortosen på plass. Formbare aluminiumsmansjetter gir perfekt passform.

### TK-ROM

Størrelse	Art.no.
Universell størrelse	70641-00-50

