

# Vira – Elastisk belte

Holder formen  
uten å brette seg

Passer ulike figurtyper

Effektiv støtte og  
kompresjon over magen

Finnes med en to  
eller tre strammebånd

  
**NordicCare**<sup>®</sup>

**NORDICARE ORTOPEDI + REHAB AB** • Solrosvägen 1 • SE-263 62 Viken, Sverige  
+46 (0)42 35 22 20 • [info@nordicare.se](mailto:info@nordicare.se) • [www.nordicare.se](http://www.nordicare.se)

# Vira – Elastisk belte

## Belte til postoperativ pleie etter store mageoperasjoner

Legger til rette for tidlig mobilisering og gir smertelindring og støtte for dyp pusting.

- Justerbar lukking i flere trinn for best mulig passform - uansett kroppstype.
- Kan brukes ved ulike typer brokkproblematikk.
- Unik, stabil tekstil som holder formen.
- Latexfri og OEKO-TEX®-sertifisert.

### Vira x2, høyde 25 cm, to strammebånd.



Sort, art.no 50228-00  
Hvit, art.no 50228-09

### Vira x3, høyde 32 cm, tre strammebånd.



Sort, art.no 50227-00  
Hvit, art.no 50227-09

### ViraRak, høyde 15 cm og 20 cm



Sort, 15 cm, art.no 50230-00  
Sort, 20 cm, art.no 50231-00

### NYHET!

### ViraKing, høyde 32 cm, tre strammebånd



Sort, art.no 50229-00-80

### Vira x2, Vira x3, ViraRak og ViraKing

Størrelse	Hoffemål (cm)	Midjemål (cm)
XXS*	65-80	50-65
XS	70-90	60-80
S	80-100	70-90
M	90-110	80-100
L	100-120	90-110
XL	110-130	100-120
2-3XL**	120-150	110-140

\* XXS kun Vira X2.

\*\* 2-3XL kun ViraKing.

### Måling:

Velg størrelse etter hoftemålet hvis hoftemålet ligger innenfor et overlappende intervall, kontroller midjemål:

- Smal midje: Velg den minste størrelsen.
- Rett/rank figur: Velg stor størrelse.

